

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011 # 1


(ENG)

VibraLITE 12

Guide "Rapide de Référence"

Remarque: Pour RÉGLER n'importe quelle fonction, les CHIFFRES que vous désirez régler DOIVENT CLIGNOTER. Les chiffres s'arrêteront de clignoter si aucun bouton n'est pressé dans les 2 minutes qui suivent.


Instructions d'utilisation du MODE CALENDRIER:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" pour accéder à l'écran du Mode Calendrier. 
- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "T-ZONE" s'affiche en haut de l'écran et que "1", "2" ou "3" clignote en bas de l'écran.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner la zone horaire que vous désirez régler.
- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des heures clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures. *Remarque: Si vous utilisez le format horaire de 12 heures, notez la présence de l'icône "PM".*
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 8) En utilisant les boutons "MODE" et "ST/STP" comme indiqués ci-dessus, continuez à régler les secondes, le jour/la date du mois, le mois, l'année, le format horaire de 12 heures ou 24 heures et l'ordre d'affichage de la DATE.
- 9) Appuyez sur le bouton "SET/RST"

pour sauvegarder les informations programmées.

Sélection de la Zone horaire à afficher dans le Mode Calendrier:

- 1) En Mode Calendrier, maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "T-Zone" s'affiche en haut de l'écran. Le numéro "1", "2" ou "3" en bas de l'écran clignotera.
- 2) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner la zone horaire que vous désirez afficher.
- 3) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour verrouiller la zone horaire sélectionnée.



Zone horaire 1 Zone horaire 2 Zone horaire 3

Visualisation rapide des zones horaires supplémentaires :

En Mode Calendrier, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour accéder aux deux zones horaires non affichées. L'écran retournera automatiquement à la zone horaire qui a été sélectionnée comme zone d'affichage.


Instructions d'utilisation du MODE ALARME:

Remarque: L'alarme programmée se déclenchera tous les jours en fonction du réglage de la zone horaire qui restera affichée en mode calendrier.

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALARME" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "ALM-01" s'affichera. 
- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que le numéro "01" clignote.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour sélectionner l'alarme que vous désirez ("01" à "12").

- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des heures clignoteront.
- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures. *Remarque: Si vous utilisez le format horaire de 12 heures, notez la présence de l'icône "PM".*
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
- 8) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées, OU pour accéder à l'alarme suivante, appuyez sur le bouton "MODE" alors que les chiffres des minutes clignotent puis appuyez sur le bouton "ST/STP". Répétez les étapes 4 à 8.


Activer / désactiver les alarmes:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "ALARME" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "ALM-01" s'affichera. 
- 2) Utilisez le bouton "SET/RST" pour sélectionner l'alarme que vous désirez activer/désactiver.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour changer l'alarme sélectionnée. *Remarque: Pour désactiver ou réactiver TOUTES les alarmes, reportez-vous aux Instructions de programmation du Mode OPTION et sélectionnez OFF ou ON pour activer ou désactiver une alarme par vibrations ou sonore.*

Instructions d'utilisation du MODE CHRONOGRAPHE (CHRONOMÈTRE):

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "CHRONO"

s'affiche en haut de l'écran et que "0'00"00 s'affiche en bas de l'écran. 


- Si une heure autre que "0'00"00 est affichée, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le chronomètre en marche. Une fois que le chronomètre est arrêté, appuyez sur le bouton "SET/RST".
- 2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer ou arrêter le chronomètre. 

Fonctionnement des temps de passage :


- 1) Réinitialisez l'affichage à zéro ("0'00"00) comme indiqué précédemment.
- 2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer le chronomètre.
- 3) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour bloquer l'écran. La durée écoulée peut être enregistrée alors que le chronomètre continue de fonctionner, sans être affiché.
- 4) Appuyez une seconde fois sur le bouton "SET/RST" pour afficher la durée écoulée totale. (le chronomètre continue de fonctionner).

Instructions d'utilisation du MINUTEUR :

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" pour sélectionner le "MINUTEUR 1" ou le "MINUTEUR 2" qui s'affichera en haut de l'écran.



Minuteur 1



Minuteur 2




Après environ deux secondes, "MTR-1" pour le MINUTEUR 1 ou "MTR-2" pour MINUTEUR 2 s'affichera.

- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que les chiffres

Vibralite 12 Quick Reference Instruction

04/07/2011#2

(FRE)

- des heures clignotent.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les heures.
 - 4) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des minutes clignoteront.
 - 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
 - 6) Appuyez sur le bouton "MODE". Les chiffres des secondes clignoteront.
 - 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour régler les minutes.
 - 8) Appuyez sur le bouton "MODE". "REPEAT" (RÉPÉTITION) s'affichera en haut de l'écran et "ON" ou "OFF" clignotera en bas de l'écran. 
 - 9) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" la RÉPÉTITION. Lorsque l'option de RÉPÉTITION est réglée sur "ON" (ACTIVÉE), la durée programmée du compte à rebours se répétera automatiquement à chaque fois qu'il atteindra zéro(0:00), fonctionnera et affichera jusqu'à 99 répétitions.  Répétition activée
 - 10) Appuyez sur le bouton "MODE". "REMIND" (RAPPEL) s'affichera en haut de l'écran et "ON" ou "OFF" clignotera en bas de l'écran. 
 - 11) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer "ON" ou désactiver "OFF" le RAPPEL. Lorsque l'option de RAPPEL est activée, une alerte d'une durée d'environ d'une seconde retentira 10 minutes avant zéro, 5 minutes avant zéro et de nouveau 30 secondes avant zéro.
 - 12) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées.


Démarrage / Arrêt du compte à rebours du Minuteur:

- 1) En Mode Minuteur, appuyez sur le bouton "ST/STP" pour démarrer le compte à rebours.
- 2) Appuyez sur le bouton S1 pour arrêter le minuteur. La durée restante s'affichera.
Remarque: Lorsque l'alerte est activée, appuyez deux fois sur le bouton "ST/STP" pour arrêter le compte à rebours.
- 3) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour reprendre le compte à rebours.


Réinitialisation rapide de la durée originale du Minuteur :

- 1) Maintenez le bouton "SET/RST" jusqu'à ce que la durée programmée précédemment du compte à rebours s'affiche sur l'écran.
- 2) Appuyez sur le bouton "ST/STP" pour redémarrer le compte à rebours à partir de la durée réglée précédemment.

Instructions d'utilisation du MODE OPTION:

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPTION" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIBRA" s'affichera avec le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran.  Vibration activée
- 2) Maintenez le bouton "SET/RST" pressé jusqu'à ce que "ON" ou "OFF" commence à clignoter.
- 3) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte par vibration.
- 4) Appuyez sur le bouton "MODE". "SOUND" (SONORE) s'affichera en haut

de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera.

- 5) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver l'alerte sonore.
- 6) Appuyez sur le bouton "MODE". "HOURLY" (HORAIRE) s'affichera en haut de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera. 
- 7) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver le carillon horaire. Lorsque le carillon HORAIRE est activé, un bip sonore retentira toutes les heures.
- 8) Appuyez sur le bouton "MODE". "BUTTON" (BOUTON) s'affichera en haut de l'écran. Le mot "ON" (ACTIVÉ) ou "OFF" (DÉSACTIVÉ) affiché en bas de l'écran clignotera.
- 9) Utilisez le bouton "ST/STP" pour activer ou désactiver la tonalité sonore des boutons. Le bouton d'alerte, s'il est activé, identifier l'alerte en cours (vibration, sonore ou les deux) à chaque fois que le bouton "MODE" ou "ST/STP" est pressé.
- 10) Appuyez sur le bouton "SET/RST" pour sauvegarder les informations programmées.

Visualisation rapide du réglage en cours du Mode Option :

- 1) Appuyez sur le bouton "MODE" jusqu'à ce que "OPTION" s'affiche en haut de l'écran. Après environ deux secondes, "VIBRA" s'affichera ainsi que OFF ou ON.
- 2) Appuyez de manière répétée sur le bouton "ST/STP" pour visualiser les autres réglages du mode Option en cours ("SONORE", "HORAIRE", "BOUTON")

RÉTRO-ÉCLAIRAGE (ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHAGE):

Appuyez sur le bouton "LIGHT" pour activer le rétro-éclairage. L'éclairage restera allumé durant environ 3 secondes puis s'éteindra automatiquement si aucun autre bouton n'est pressé. L'éclairage continuera si un autre bouton est pressé dans les 3 secondes qui suivent.

Reportez-vous au Manuel d'Utilisation pour obtenir davantage de détails sur les instructions, l'entretien et la garantie.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com