

VibraLITE 12

KALENDERMODUS

- ✓ Stunden, Minuten, Sekunden, und Kalender (Wochentag, Tag/Datum, Monat, und Jahr) für bis zu drei Zeitzonen einprogrammieren und sehen.
- ✓ Auf dem Bildschirm kann Zeitzone 1, 2, oder 3 angezeigt werden.
Hinweis: Ein eingestellter Alarm wird entsprechend der im Bildschirm angezeigten Zeitzone aktiviert.
- ✓ Wählen Sie das ZEIT-Format aus.
12 Stunden = AM/PM oder
24-Stundenformat
Hinweis: Das gewählte ZEIT-Format wird automatisch bei allen drei Zeitzonen benutzt.
- ✓ Wählen Sie das DATUMS-Format (Monat, gefolgt von Tag/Datum des Monats ODER Tag/Datum des Monats gefolgt vom Monat)
Hinweis: Das gewählte DATUMS-Format wird automatisch bei allen drei Zeitzonen benutzt.

Abkürzungen bei Anzeige im Kalendermodus:

T-ZONE = Zeitzone, hr = Stunde, MM = Monat, DD = Tag/Datum, SU = Sonntag, MO = Montag, TU = Dienstag, WE = Mittwoch, TH = Donnerstag, FR = Freitag, SA = Samstag.

Anweisung zum Programmieren des Kalendermodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken um die Kalendernzeige aufzurufen. 
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis oben am Bildschirm „T-ZONE“ angezeigt wird. Die Zahl „1“, „2“ oder „3“ wird unten am Bildschirmrand blinken.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeitzone einzustellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Stundenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen. **Hinweis:** Im 12-Stundenformat wird links am Bildschirmrand „PM“ in einem Kästchen angezeigt, wenn eine Uhrzeit nach Mittag eingestellt wird. Wenn eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird das Kästchen leer sein.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 8) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Sekundenziffern werden blinken.
- 9) Drücken Sie ggf. die Taste „ST/STP“ um die Sekunden auf null (00) zurückzusetzen.
- 10) Drücken Sie Taste „MODE“. Der Tag/Datum des Monats wird blinken.
- 11) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Tag/das Datum einzustellen. (1-31)
- 12) Drücken Sie Taste „MODE“. Der Monat wird blinken.
- 13) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Monat einzustellen. (1-12)
- 14) Drücken Sie Taste „MODE“. Die letzten zwei Ziffern des JAHRES werden blinken.
- 15) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Jahr einzustellen.

- 16) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Zahl „12“ oder „24“ wird blinken. (12 = AM/PM 12-Stundenformat ODER 24 = 24-Stundenformat).
- 17) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das gewünschte Stundenformat einzustellen.
- 18) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Buchstaben „MM:DD“ ODER „DD:MM“ werden blinken. (Monat, gefolgt von Tag/Datum des Monats = „MM:DD“ ODER Tag/Datum des Monats gefolgt vom Monat = „DD:MM“).
- 19) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das gewünschte DATUMS-Format einzustellen.
- 20) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die eingestellten Informationen zu speichern.
Hinweis: Wenn die Einstellung des Kalendermodus unterbrochen wird und innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem Sie Schritt 1 und 2 und die anderen Schritte dementsprechend wiederholen.

Einstellung der Zeitzone zur Anzeige im Kalendermodus.

- 1) Im Kalendermodus Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis oben am Bildschirm „T-ZONE“ angezeigt wird. Die Zahl „1“, „2“ oder „3“ wird unten am Bildschirmrand blinken.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeitzone einzustellen.
- 3) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die gewählte Zeitzone zu speichern.



Schnellanzeige der zusätzlichen Zeitzonen:

Im Kalendermodus Taste „ST/STP“ drücken um durch die zwei anderen Zeitzonen zu blättern. Wenn etwa 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, zeigt der Bildschirm automatisch wieder die Zeitzone an, die ursprünglich eingestellt wurde.


ALARM-MODUS:

- ✓ Programmieren Sie bis zu 12 Alarme täglich.
- ✓ Ein Alarm ertönt etwa 20 Sekunden und wird dann automatisch stummgeschaltet. Aktivierte Alarmsignale können manuell unterbrochen werden indem Sie die Taste „ST/STP“ einmal drücken.
- ✓ Alarm wird entsprechend den Einstellungen im OPTIONS-Modus ausgelöst (Ton, vibrieren, beides).
- ✓ Einprogrammierte Alarmzeiten werden täglich entsprechend der im Kalendermodus angezeigten Zeitzone aktiviert.

Abkürzungen bei Anzeige im Alarmmodus:

ALM = Alarm

Anweisung zum Programmieren des Alarmmodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „ALARM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt 
Alarm Eins An


- wird. „ALM-01“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die Zahl „01“ blinkt.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm einzustellen („01“ - „12“).
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Stundenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.
Hinweis: Im 12-Stundenformat wird links am Bildschirmrand „PM“ in einem Kästchen angezeigt. Wenn eine Uhrzeit vor Mittag eingestellt ist, wird das Kästchen leer sein.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 8) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die programmierten Informationen zu speichern ODER drücken Sie die Taste „MODE“ während die Minutenziffern blinken und drücken anschließend die Taste „ST/STP“ um zum nächsten Alarm zu kommen. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 8.

Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus unterbrochen wird und innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Wenn innerhalb von 2 weiteren Minuten keine Taste gedrückt wird, wird automatisch der Kalendermodus angezeigt.

Weckfunktion AN/AUS

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „ALARM“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „ALM-01“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm an- oder auszustellen.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den gewünschten Alarm zu ändern.

Hinweis: Wenn der Alarm aktiviert ist, wird die Alarmzeit mit dem Wort „ON“ im zweiten Kästchen rechts am Bildschirmrand angezeigt. Wenn der Alarm deaktiviert ist, wird das Wort „OFF“ am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Hinweis: Lesen Sie die Programmieranweisungen für den OPTIONS-Modus um ALLE Alarmfunktionen an- oder auszustellen und wählen Sie OFF oder ON (an/aus) für Vibration oder Ton. 

CHRONOGRAPHEN (STOPPUHR) MODUS:

- ✓ Zählt bis zu max. 23 Stunden, 59 Minuten, und 59 Sekunden.
- ✓ Mit Einzelrennen, Time Out (Pause), und Rundenzeit.

Abkürzungen bei Anzeige im Chronographenmodus:


CHRONO = Chronograph

Chronograph Anweisungen:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „CHRONO“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. Am unteren

Bildschirmrand wird nach etwa 2 Sekunden „0'00'00“ angezeigt. Wenn eine andere Zeit als „0'00'00“ angezeigt wird, drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu stoppen. Wenn der Timer gestoppt ist drücken Sie die Taste „SET/RST“.



- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung zu starten. Das Symbol im mittleren Kästchen wird blinken.
- 3) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu stoppen und die gemessene Zeit aufzuzeichnen. 
- 4) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung fortzusetzen.

Chronograph Runden- Zeit:

- 1) Setzen Sie die Zeitanzeige wie oben beschrieben auf null („0'00'00“) zurück.
- 2) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung zu starten.
- 3) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um den Bildschirm „einzufrieren“. Die gemessene Zeit wird aufgezeichnet während der interne Zähler weiterhin misst, wird aber nicht angezeigt.
- 4) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ nochmals um die gesamte gemessene Zeit anzuzeigen. (Zeitmessung läuft weiter).

Hinweis: Display zeigt weiterhin den Chronographen-Modus an. Taste „MODE“ drücken um die Kalenderanzeige aufzurufen.

TIMER-MODUS:

- ✓ Programmieren Sie einen Timer bis zu 23 Stunden, 59 Minuten, und 59 Sekunden auf zwei Timern ein. Wenn der Timer Null (0:00:00) erreicht, werden die eingestellten Alarmsignale automatisch aktiviert und wieder deaktiviert. Dauer des Alarmsignal von Timer 1 ist fünf Sekunden. Dauer des Alarmsignals von Timer 2 ist 10 Sekunden. Aktivierte Alarmsignale können manuell unterbrochen werden indem Sie die Taste „ST/STP“ einmal drücken.
- ✓ Ein Alarmsignal kann als Ton, Vibration, oder beides eingestellt werden. (Ton und Vibration können im OPTIONS-Modus an/ausgestellt werden).
- ✓ Option „REPEAT“ (Wiederholen) kann an/ausgestellt werden. Wenn REPEAT aktiviert ist („ON“), wird die programmierte Zeitzählung automatisch wiederholt, wenn der Timer Null erreicht (0:00:00). Wie oft dies bereits wiederholt wurde sehen Sie am oberen Bildschirmrand. (bis zu 99 und umrollen auf 0) 

Hinweis: Wenn die Wiederholungsfunktion für eine Zeit Wiederholen von weniger als 30 Sekunden aktiviert wird, ertönt das Alarmsignal nur etwa 1 Sekunde lang und stoppt dann automatisch.


✓ Option REMIND (Erinnern) kann an/ausgestellt werden. Falls die REMIND-Option aktiviert ist („ON“), wird 10 Minuten vor Null, 5 Minuten vor Null und nochmals 30 Sekunden vor Null 1 Sekunde lang ein Alarmsignal ertönen.

Abkürzungen bei Anzeige im Timermodus:

TMR = Timer, REP = Wiederholen

Anweisung zum Programmieren des Timermodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken um „TIMER1“ ODER „TIMER 2“ zur Anzeige am oberen Bildschirmrand auszuwählen.



Nach etwa 2 Sekunden wird für TIMER 1 „TMR-1“ ODER für TIMER 2 „TMR-2“ angezeigt.

- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die Stundenziffern blinken.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die gewünschte Zeit einzustellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Minutenziffern werden blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Minuten einzustellen.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. Die Sekundenziffern werden blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um die Sekunden einzustellen.
- 8) Drücken Sie Taste „MODE“. Am oberen Bildschirmrand wird „REPEAT“ angezeigt, und am unteren Bildschirmrand wird „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinken.
- 9) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REPEAT „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 10) Drücken Sie Taste „MODE“. Am oberen Bildschirmrand wird „REMIND“ angezeigt, und am unteren Bildschirmrand wird „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinken.
- 11) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um REMIND „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 12) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die eingestellten Informationen zu speichern.



Hinweis: Wenn die Einstellung des Timers unterbrochen wird und innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen. Schließen Sie die Einstellungen ab indem Sie Schritt 2 nötigenfalls wiederholen. Display zeigt weiterhin die Countdown-Zeit an. Taste „MODE“ drücken um die Kalenderanzeige aufzurufen.

Countdown-Timer starten/stoppen:

- 1) Im der entsprechenden Anzeige für Countdown-Modus drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu starten. Das Symbol für den Countdown-Timer wird am rechten Bildschirmrand im Kästchen blinken.
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um den Timer zu stoppen. Die verbleibende Zeit wird angezeigt.

Hinweis: Wenn die REPEAT-Funktion für den Countdown aktiviert ist und das Alarmsignal ebenfalls aktiviert ist, drücken Sie die Taste „ST/STP“ zwei Mal um die Zeitzählung zu stoppen.

- 3) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die Zeitmessung fortzusetzen.

Schnelles zurücksetzen der ursprünglichen Countdown-Zeit:

- 1) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis die vorher einprogrammierte Zeit am Bildschirm angezeigt wird.
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ um die vorher eingestellte Zeit nochmals zu starten.

OPTIONS-MODUS:

- ✓ VIBRATIONS- und TON-Signale können „ON“ oder „OFF“ (an/aus) gestellt werden. Die Signale, die angestellt sind werden durch voreingestellte Tagesalarne, Countdown-Timer, Stundensignal, oder Tastendruck ertönen.
- ✓ Wenn das STUNDEN-Signal eingestellt ist erhalten Sie jede Stunde zur vollen Stunde eine Erinnerung. (Vibration, Ton, oder beides) Hinweis: Stundensignal ertönt entsprechend der im Kalendermodus angezeigten Zeitzone.
- ✓ Falls Tastenton eingestellt ist („ON“), zeigt je nach Einstellung (Vibration, Ton, oder beides) an, wenn die Taste „MODE“ oder „ST/STP“ gedrückt wird.

Abkürzungen bei Anzeige im Optionsmodus:

VIBRA = Vibration

Anweisung zum Programmieren des Optionsmodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „OPTION“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „VIBRA“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt. Das Wort „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.
- 2) Taste „SET/RST“ gedrückt halten, bis „ON“ oder „OFF“ (an/aus) blinkt.
- 3) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um Vibration „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 4) Drücken Sie Taste „MODE“. „SOUND“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand blinken.
- 5) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um den Ton „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 6) Drücken Sie Taste „MODE“. „HOURLY“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand blinken.
- 7) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Stundensignal „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 8) Drücken Sie Taste „MODE“. „BUTTON“ wird am oberen Bildschirmrand angezeigt. „ON“ oder „OFF“ (an/aus) wird am unteren Bildschirmrand blinken.
- 9) Drücken Sie Taste „ST/STP“ um das Tastensignal „ON“ oder „OFF“ (an/aus) zu stellen.
- 10) Drücken Sie die Taste „SET/RST“ um die eingestellten Informationen zu speichern.

Hinweis: Wenn die Einstellung des Alarmmodus unterbrochen wird und innerhalb von 2 Minuten keine Taste gedrückt wird, so wird das Blinken aufhören und die am Bildschirm angezeigten Einstellungen werden übernommen.

Wenn innerhalb von 2 weiteren Minuten keine Taste gedrückt wird, wird automatisch der Kalendermodus angezeigt.

Schnellanzeige der aktuellen Einstellungen im Optionsmodus:

- 1) Taste „MODE“ drücken bis „OPTION“ am oberen Bildschirmrand angezeigt wird. „VIBRA“ wird nach etwa 2 Sekunden angezeigt. Falls Vibration aktuell aktiviert ist, wird das Wort „ON“ am unteren Bildschirmrand angezeigt. Falls es deaktiviert ist, wird das Wort „OFF“ angezeigt.
- 2) Drücken Sie die Taste „ST/STP“ mehrmals um andere aktuelle Einstellungen im Optionsmodus zu sehen. („SOUND“, „HOURLY“, „BUTTON“)

Hintergrundbeleuchtung: (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DISPLAY)

Drücken Sie die Taste „LIGHT“ um die Hintergrundbeleuchtung anzustellen. Das Licht bleibt etwa 3 Sekunden lang an und schaltet sich dann automatisch aus, wenn keine andere Taste gedrückt wird. Licht wird an bleiben wenn innerhalb von 3 Sekunden eine andere Taste gedrückt wird.

BATTERIE:

Standard 3 Volt Lithium CR2032 wird benötigt. Batterie muss von qualifiziertem Personal ersetzt werden, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten. Die Batteriedauer hängt von der Häufigkeit der Benutzung der Vibrationsfunktion und der Hintergrundbeleuchtung ab.

WICHTIGE HINWEISE:

VibraLITE Armbanduhren sollten nicht beim Schwimmen, Tauchen, oder unter der Dusche getragen werden. Öffnen Sie die Armbanduhr nicht selbst um die Batterie auszutauschen oder aus jeglichem anderen Grund. Die Uhr darf nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.

Wir empfehlen, dass Sie den Kaufbeleg als Beweis des Kaufdatums aufbewahren.

REPARATUR:

Bevor Sie Ihre Armbanduhr zur Reparatur einschicken, überprüfen Sie bitte die Batterie bzw. stellen Sie sie zurück indem Sie alle vier Tasten gleichzeitig drücken, bis die Anzeige leer ist und sich zurücksetzt.

1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE:

Ihre VibraLITE Armbanduhr ist garantiert ein Jahr ab dem Original Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Dies ist eine eingeschränkte Garantie und umfasst ausschließlich Uhrfunktionen. Diese Garantie umfasst nicht die Batterie, das Armband, das Gehäuse, oder Kristalle, da diese normaler Abnutzung ausgesetzt werden. Diese Garantie verfällt wenn die Armbanduhr verändert wurde, geöffnet, missbraucht, oder extremen Umfeldern ausgesetzt wurde, für die sie nicht entwickelt wurde, sowie auch im Falle von Reparaturen von einem nicht-qualifiziertem Servicecenter.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. behält sich das Recht vor, die Einheit zu ersetzen oder zu reparieren. Während der Garantiedauer schicken Sie die Armbanduhr, mit datiertem Kaufbeleg und in einer sicheren Verpackung, versichert und mit bezahltem Porto zurück.

Nachnahmelieferungen werden nicht angenommen. Bitte legen Sie eine Beschreibung der nötigen Reparaturen bei sowie Ihre Anschrift und für Porto in den USA USD 9,95 (Scheck, Geldanweisung, Visa, Master Card, American Express, oder Discover). Für Preise in anderen Ländern setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

REPARATUR AUSSERHALB DER GARANTIEDAUER:

Folgen Sie den gleichen Versandanweisungen wie für Reparatur unter Garantiebedingungen. Legen Sie eine Beschreibung des Problems bei. Wir werden vor jeglicher Arbeit an der Uhr einen Kostenvoranschlag für jegliche Bauteile und Arbeitszeit, die nicht von der Garantie umfasst wird, zukommen lassen.

VERZICHTSERKLÄRUNG:

Global Assistive Devices, Inc. ist unter keinen Umständen haftbar für besondere, beiläufig entstandene, indirekte, oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich jedoch nicht ausschließlich Schäden für Sachverluste, Körperverletzung, Verletzung der Privatsphäre, Unterlassung, Fahrlässigkeit, und jegliche anderen Schäden jeglicher Art, die auf jeglichen Grund entstehen, selbst wenn Global Assistive Devices, Inc. über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Diese Verzichtserklärung umfasst jegliche Schäden oder Verletzungen, unter anderem auch Schäden oder Verletzungen auf Grund eines Ausfalls des Produktes. Die Verantwortung der Auswahl, Sicherheit, und Eignung jeglichen Produktes liegt beim Verbraucher. Umstände oder Konsequenzen, die auf Grund oder in Verbindung mit dem Einsatz oder der Nichteinsatzfähigkeit unseres Produktes entstehen liegen in der Verantwortung des Verbrauchers. Global Assistive Devices, Inc. ist auf keinerlei Art und Weise haftbar.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.
Oakland Park FL 33334 USA
www.GlobalAssistive.com
www.VibraLITE.com